

# Inhaltsverzeichnis

<b>Prusa-Gesichtsschutzschild- Änderungen</b> .....	3
Schritt 1 - Versionsgeschichte .....	4
Schritt 2 - Version RC1 .....	4
Schritt 3 - Version RC2 .....	5
Schritt 4 - Version RC3 .....	6




# Prusa-Gesichtsschutzschild- Änderungen



[help.prusa3d.com/g126413](https://help.prusa3d.com/g126413)

Scannen Sie den  
QR-Code, um die  
neueste Version  
dieses Kapitels  
anzuzeigen.



## SCHRITT 1 Versionsgeschichte



- ◆ Versionen des Prusa-Gesichtsschutzes
  - ◆ 03/2019 - Erste Version RC1
  - ◆ 03/2019 - Verbesserte Version RC2
  - ◆ 03/2019 - Verbesserte Version RC3

---

## SCHRITT 2 Version RC1



- ◆ Erste Version des Designs.

## SCHRITT 3 Version RC2



### ■ Änderungen in der RC2-Version (im Vergleich zu RC1):

- Erhöhte Wandstärke (etwas steifer und haltbarer)
- Das Stirnband wird nicht mehr komprimiert gedruckt - Geringerer Druck auf den Bügel.
- Das Visier wurde weiter von der Stirn entfernt - dies ermöglicht einen besseren Sitz über größere Atemschutzmasken und Schutzbrillen.
- Der gedruckte Teil hat nun eine Verlängerung für das Visier (das Visier krümmt sich weniger als das Stirnband).

## SCHRITT 4 Version RC3



- Änderungen in der Version RC3 (verglichen mit der RC2):
  - Entfernen von Sechskantlöchern für höhere Druckgeschwindigkeiten.
  - Mehrere Optimierungen für den gestapelten Druck.
  - Neue Druckdateien mit 4 übereinander gestapelten Stirnbändern.
  - Neue US-Version für das dreifache Stanzloch.



---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



---

---

---

---

---

---

---

---

---

---